


INTERVENÇÃO PERIFÉRICA



Distail™ Bonbon
Microcateter Balão de Oclusão

PROJETADO PARA EMBOLIZAÇÃO EFICIENTE

O **Microcateter Balão de Oclusão Distail™ Bonbon** combina um balão de oclusão de alta adesão, revestimento hidrofilizado e ponta cônica, permitindo uma navegação segura em vasos tortuosos. A tecnologia trançada oferece um amplo lúmen interno com até 900psi para embolização precisa e eficiente.




TABELA DA CONFORMIDADE DO BALÃO

Volume Injetado no Balão (ml)	0.05	0.10	0.15
Diâmetro do Balão (mm)	4	5	6

Volume de injeção recomendado de 0,15ml e inferior.

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

REF	Tamanho Frence	Diâmetro Interno	Fio-guia	Comprimento (cm)	Acessórios
7827100	2.7F	0.018"	0.016"	103	Não
7827110				110	
7827130				130	
7827150				150	
7829100	2.9F	0.021"	0.018"	103	
7829110				110	
7829130				130	
7829150				150	
7831100	3.1F	0.024"		103	
7831110				110	
7831130				130	
7831150				150	
7833100	3.3F	0.026"	0.021"	103	
7833110				110	
7833130				130	
7833150				150	
7829101	2.9F	0.021"	0.018"	103	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira
7829111				110	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira
7829131				130	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira
7829151				150	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira
7829102				103	Ferramenta de modelagem
7829112				110	Ferramenta de modelagem
7829132				130	Ferramenta de modelagem
7829152				150	Ferramenta de modelagem
7827103	2.7F	0.018"	0.016"	103	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7827113				110	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7827133				130	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7827153				150	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7829103	2.9F	0.021"	0.018"	103	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7829113				110	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7829133				130	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7829153				150	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7831103	3.1F	0.024"		103	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7831113				110	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7831133				130	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7831153				150	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7833103	3.3F	0.026"	0.021"	103	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7833113				110	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7833133				130	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7833153				150	Seringa de inflar/Seringa desinflar/Torneira/Ferramenta de modelagem
7840120	4.0F	0.030"	0.025"	120	No
7850120	5.0F	0.044"	0.035"		
7860120	6.0F	0.056"	0.035"		
7840121	4.0F	0.030"	0.025"		
7850121	5.0F	0.044"	0.035"		
7860121	6.0F	0.056"	0.035"		



CLIQUE AQUI PARA FALAR COM O COMERCIAL

Endereço: Av. Conselheiro Furtado, 1298
Batista Campos, Belém-PA - CEP: 66035-350
Email: pedidos@endomedpa.com.br
Contato: (91) 99326-9897

ENDOMED
HOSPITALAR

www.endomedpa.com.br