

INTERVENÇÃO PERIFÉRICA



Braidin[™] Pro


Bainha com Válvula Ajustável

PARA TROCAS DE DISPOSITIVOS MAIS EFICIENTES

Única bainha de diâmetro grande com válvula hemostática ajustável, especificamente projetada para procedimentos de intervenção com dispositivos grandes (TAA, AAA, TAVI, etc.), minimizando a perda de sangue.

» Válvula hemostática variável exclusiva

- Basta clicar para ajustar a válvula
- Proporciona hemostasia eficaz para utilizar vários tamanhos de dispositivos




Empurre para tornar a válvula menor, clique na lateral para liberar um tamanho de válvula maior

» Estrutura de bainha otimizada

- Estrutura de 3 camadas com excelente resistência à torção
- O revestimento hidrofílico durável garante uma colocação suave
- Bainha e Dilatador
 1. A ponta cônica da bainha garante uma transição suave entre a bainha e o dilatador, reduzindo a fricção durante a inserção
 2. Uma bainha macia e ponta atraumática para inserção segura

» Bainha radioluzente com marcador distal proporciona uma excelente visibilidade

» Gama completa de tamanhos para atender os desafios clínicos



INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Comprimento	14F	16F	18F	20F	22F	24F	26F	Fio-guia
15cm	92140150	92160150	92180150	92200150	92220150	92240150	92260150	0.038" * 80cm * J Tip
25cm	92140250	92160250	92180250	92200250	92220250	92240250	92260250	0.038" * 100cm * J Tip
35cm	92140350	92160350	92180350	92200350	92220350	92240350	92260350	0.038" * 125cm * J Tip

Todas as bainhas não apresentam revestimento hidrofílico nos 8 cm proximais



@APT Medical 🔍

Endereço: Sala 601, Prédio B, Porto de Informação Tongfang, No.11
Rodovia Langshan, Distrito de Nanshan, Shenzhen, República do Povo da China
Email: international@aptmed.com TEL: +86 755-83591013
PN: Portuguese-Bainha com Válvula Ajustável-210X285X2P-20241022

 **APT Medical**
www.aptmed.com